



GIMA

MASCHERINA FFP2 - bianca - IT,GR,RO,PL,CZ

Codice: 20733
Categoria: Mascherine
Unità di vendita: conf. 20 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: DPI
Classe: III



EAN13: 8023279207330

Descrizione: MASCHERE FILTRANTI FFP2 VALUE&SAFE CON ELASTICI PER ORECCHIE

- Maschera filtrante FFP2 senza valvola
- Lingue: IT, GR, RO, PL, CZ
- Colore: bianco
- Confezione da 20

Maschera filtrante FFP2 a cinque strati per proteggere efficacemente sé stessi e gli altri.

Conforme ai requisiti FFP2 di EN 149:2001+A1:2009 e ai requisiti DPI del Regolamento UE 2016/425.

- con il suo design ergonomico, aderisce bene al viso
- parte interna in tessuto non tessuto non irritante, morbido e delicato sulla pelle
- nasello regolabile
- elastici flessibili ed estensibili per le orecchie, che non danno dolore anche se la maschera è indossata a lungo
- pieghevole in due per essere facilmente riposta
- ciascuna singola maschera è confezionata in una bustina trasparente

Caratteristiche tecniche: Inspirazione: 30 l/min% = 0,7
Inspirazione: 95 l/min% = 2,4
Espirazione: 160 l/min% = 3,0
Penetrazione materiale filtrante: = 6%
Dim. maschera aperta: 21 x 15,5 cm
maschera piegata: 10,5 x 15,5 cm