



# GIMA

## TUTA ISOLANTE BASIC - Tipo 5B-6B - S - monouso

**Codice:** 21070  
**Categoria:** Tute  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** DPI  
**Classe:** III



**EAN13:** 8023279210705

**Descrizione:** TUTE BASIC TIPO 5B - 6B - 60 g - monouso

- **Taglia:** S
- **Torace (cm):** 84-92
- **Altezza (cm):** 164-170

Tute in tessuto non tessuto microporoso traspirante, con cappuccio, polsini elastici, elastico in vita, cerniera frontale.

**Protezione:**  
Resistenti al particolato solido.

**Applicazioni:**  
Attività all'aperto generiche, normale isolamento nei servizi ambulatoriali, nei reparti di degenza, nei locali per le dimissioni ospedaliere.

Ogni tuta è imballata singolarmente in un sacchetto di plastica.  
Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE).  
DPI (UE) 2016/425 CAT III

**TIPO 5B-6B EN 14126 - EN 13034**

**TIPO-5B:** a tenuta di polvere, offre protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria

**TIPO-6B:** a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi