



GIMA

TUTA ISOLANTE CON CUCITURE TERMOSALDATE - Tipo 4B-5B-6B - S - monouso

Codice: 21080
Categoria: Tute
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: DPI
Classe: III



EAN13: 8023279210804

Descrizione: TUTE CON CUCITURE TERMOSALDATE TIPO 4B - 5B - 6B - 60 g - monouso

- **Taglia:** S
- **Torace (cm):** 84-92
- **Altezza (cm):** 164-170

Tute in tessuto non tessuto microporoso traspirante, con cappuccio, cuciture termosaldate, polsini elastici, elastico in vita, cerniera frontale.

Protezione:

Antipolvere, resistenti a particolato secco/spruzzi leggeri/virus e permeato di sangue.

Applicazioni:

Campo generico, servizi ambulatoriali di istituzioni mediche, reparti di degenza, laboratori e altri usi per il normale isolamento.

Ogni tuta è imballata singolarmente in un sacchetto di plastica.

Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE).

DPI (UE) 2016/425 CAT III

TIPO 4B-5B-6B EN 14605 - EN 14126 - EN 13034

TIPO-4B: a tenuta di spruzzi (spray), offre protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide

TIPO-5B: a tenuta di polvere, offre protezione a tutto il corpo contro particelle solide disperse nell'aria

TIPO-6B: a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi