



GIMA

TERMOMETRO NO CONTACT AEON A200 - GB,FR,IT,ES

Codice: 25582
Categoria: Termometri frontali e orecchio
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 1937072
CND: V03010102
EAN13: 8023279255829



Descrizione: Termometro multifunzione a infrarossi a distanza per persone e oggetti.

Distanza di utilizzo 2-3 cm.

- tempo di risposta: 1 secondo
- schermo LCD retroilluminato
- sensore qualità per misurazioni di alta precisione
- scala facilmente convertibile °C / °F
- i 3 colori dello schermo (rosso, arancio, verde) indicano il livello di temperatura
- spegnimento automatico dopo 30s
- memorizzazione di 25 misurazioni
- allarme acustico
- allarme batteria scarica

Fornito con scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES) e batterie.

Commutazione persone/oggetti.

- Retroilluminazione verde < 37,5°C (99,5 °F)
- Retroillum. arancione = 37,5°C = 37,9°C (=99,5°F =100,2°F)
- Retroilluminazione rossa = 38,0°C (=100,4 °F)

Caratteristiche tecniche:

- Campo di misurazione:
Persone 32 - 42,9°C (89,6 - 109,3 °F) ±0,2 °C
Oggetti 0-99°C (32,0-211,82 °F)
- Tempo di risposta: 1 secondo
- Memoria: 25 gruppi
- Modalità di visualizzazione: °C/°F
- Batterie: 2 AAA 1,5V
- Dimensioni (LxWxH) - Weight: 168x54x44 mm - 75 g