



GIMA

TERMOMETRO NO CONTACT GIMATEMP - IT,GB,FR,ES

Codice: 25583
Categoria: Termometri frontali e orecchio
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 1951667
CND: V03010102
EAN13: 8023279255836



Descrizione: TERMOMETRO NO CONTACT GIMATEMP - Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo.

Termometro a distanza multifunzionale a infrarossi con 4 applicazioni: temperatura del corpo, dei liquidi, del cibo, dell'ambiente.

- elevata precisione e rapidità di misurazione in =2-3 sec
- schermo retro illuminato a 3 colori (rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di febbre
- distanza di misurazione 1-5 cm
- 50 memorizzazioni

Caratteristiche tecniche:

- Metodo di misurazione: Scansione arteria temporale o fronte
- Visualizzazione display - risoluz.: °C/°F - 0,1°C/0,1°F
- Modalità operativa:
Modalità regolata (Modalità corpo)
Modalità diretta (Modalità superficie)
- Intervallo risultati:
Modalità corpo: 34,0~43,0°C/93,2-109,4°F
Modalità superficie: 0~100°C/32-212°F
- Precisione:
Modalità corpo: 35,0~42,0°C ±0,2°C / 95,0-107,6°F ±0,4°F ±0,3°C/±0,5°F per altro intervallo
Modalità superficie: ±2°C/±3,6°F
- Spegnimento automatico: =18 s
- Tempo di misurazione: 2-3 s
- Distanza di misurazione: 1-5 cm (0,4-2 pollici)
- Alimentazione: 2 batterie alcaline (AAA) da 1,5 V (tipo IEC LR03)
- Dimensioni - Peso: 122x96x42 mm - 80 g