



GIMA

GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% 3 VELI tipo IIR con elastici - adulti - bianca - scatola

Codice: 20698
Categoria: Mascherine
Unità di vendita: conf 50 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1946919
CND: T020601
EAN13: 8023279206982



Descrizione: MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici

- Modello per adulti
- Scatola da 50
- Colore: bianco

Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e ambulatori.

- vasta gamma: mascherine adulti in 5 colori o 7 fantasie; mascherine pediatriche in 1 colore o 1 fantasia
- disponibili in scatola da 50 o flowpack da 10
- nasello modellabile da adattare alla forma anatomica del viso
- senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE =98%
- materiale non tessuto, senza lattice
- 1° velo esterno 28 gsm non tessuto
- 2° velo 25 gsm filtro meltblown
- 3° velo interno 25 gsm non tessuto

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR, RO, Arabo.

Caratteristiche tecniche: BFE% = 98
Pressione differenziale (Pa/cm²) < 60
CfU/g < 30
Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti)
Conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; DDM 93/42/CEE Classe I