



GIMA

SCHERMO PROTETTIVO - fisso

Codice: 30846
Categoria: Occhiali e caschetti
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: DPI
Classe: II



EAN13: 8023279308464

Descrizione: • SCHERMO PROTETTIVO - fisso

Schermo facciale protettivo in policarbonato con estesa superficie trasparente e grado elevato di copertura, consente di mantenere il contatto visivo proteggendo gli occhi e le mucose in completa sicurezza.

Facilmente igienizzabile, ha una misura universale ed è estremamente ergonomico grazie alla banda con chiusura a strappo e all'imbottitura morbida intercambiabile.

Idoneo per uso clinico/professionale e personale. Utilizzabile con gli occhiali, offre un'ampia visione periferica.

Lo schermo protettivo GIMA è conforme agli standard internazionali (DPI, UE 2016/425, Classe II, EN 166:2001).

Fornito in sacchetto di polietilene con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, SE, HU, CZ.

Peso: 125 g.

Dimensione dello schermo: 240 mm (h) x 180 mm