



# GIMA

## **GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA FILTRANTE 98% 3 VELI tipo IIR con elastici - adulti - verde chiaro - scatola**

**Codice:** 20699  
**Categoria:** Mascherine  
**Unità di vendita:** conf 50 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 1946919  
**CND:** T020601  
**EAN13:** 8023279206999



**Descrizione:** MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici

- Modello per adulti
- Scatola da 50
- Colore: verde chiaro

Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e ambulatori.

- vasta gamma: mascherine adulti in 5 colori o 7 fantasie; mascherine pediatriche in 1 colore o 1 fantasia
- disponibili in scatola da 50 o flowpack da 10
- nasello modellabile da adattare alla forma anatomica del viso
- senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE =98%
- materiale non tessuto, senza lattice
- 1° velo esterno 28 gsm non tessuto
- 2° velo 25 gsm filtro meltblown
- 3° velo interno 25 gsm non tessuto

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR, RO, Arabo.

**Caratteristiche tecniche:** BFE% = 98  
Pressione differenziale (Pa/cm<sup>2</sup>) < 60  
CfU/g < 30  
Dimensioni: 17,5 x 9,5 cm (adulti)  
Conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; DDM 93/42/CEE Classe I